

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lap3 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28838

Número do item: CM0010893

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LAP3 validado por KD para Western blotting, IHC-P e ELISA. Detecta a aminopeptidase citosólica LAP3 de humano, rato e rato, envolvida no metabolismo da glutatona. Ideal para estudos de validação de knockdown.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho LAP3                                                                     |
| Observações/Apelido | LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106                                                                                               |
| Espécie             | Humana                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 51056                                                                                                                     |
| GeneID              | 51056                                                                                                                     |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-180 da LAP3 humana (NP_056991.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | P28838                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 56 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                              |