

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Lap3 Para Wb, Elisa - P28838

Número do item: CM0025701

introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra LAP3 humano (Aminopeptidase citossólica) para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudo do metabolismo da glutatona e estado redox celular. 56kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51056
GeneID	51056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-519 da LAP3 humana (NP_056991.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28838
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de gelo