

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lap3 - P28838

Número do item: CM0020365

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LAP3 humano. Testado para WB, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Investigue a função da aminopeptidase citosólica no metabolismo da glutatona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; aminopeptidase citosólica
Espécie	Humano
ID do Gene	51056
Imunógeno	Proteína recombinante de LAP3 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28838
Peso Proteico	52kDa/56kDa
Envio	Saco de Gelo