

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Laptm4B Para Wb, Elisa - Q86Vi4

Número do item: CM0015528

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra LAPTM4B (proteína transmembranar 4B associada aos lisossomas) para WB e ELISA; deteta LAPTM4B humano, de ratinho e de rato, envolvida na função lisossomal e na sinalização mTORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-LAPTM4B
Observações/Alias	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	55353
ID do gene	55353
Imunogénio	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-317 da LAPTM4B humana (NP_060877.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, ratinho, rato
SWISS	Q86VI4
Peso molecular	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo