

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Laptm5 Para Wb, Elisa - Q13571

Número do item: CM0024171

introdução

Anticorpo policlonal de coelho LAPTM5, validado para WB e ELISA, reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a proteína transmembrana associada ao lisossomo 5, importante na função das células hematopoiéticas e na embriogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAPTM5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLAST6; LAPTM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7805
GeneID	7805
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13571
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de Gelo