


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lar Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10586

Número do item: CM0012069



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LAR humano validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a fosfatase de tirosina do tipo receptor F (PTPRF) de ~213 kDa envolvida na adesão celular e sinalização EPHA2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-LAR
Observações/Apelido	LAR; BNAH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5792
GeneID	5792
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1016-1250 do PTPRF humano (NP_002831.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10586
Peso da Proteína	213kDa
Envio	Saco de gelo