


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Larp1 Para Wb, Elisa - Q6Pkg0

Número do item: CM0026201



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP1 humano, validado para WB e ELISA. LARP1 é uma proteína de ligação a RNA que regula a tradução de mRNAs 5'TOP a jusante do mTORC1, influenciando o crescimento e a proliferação celular. Ideal para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho LARP1                                                                                                    |
| Observações/Alias   | LARP; Lar1; Lhp1; LARP1                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 23367                                                                                                                  |
| GeneID              | 23367                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 106-205 da LARP1 humana (Q6PKG0). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                 |
| SWISS               | Q6PKG0                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 124kDa                                                                                                                 |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                           |