

Anticorpo Policlonal Anti-Larp1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q659C4

Número do item: CM0016982

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP1B humano. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta LARP1B (~105 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de proteínas de ligação ao RNA e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARP1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	LARP2; LARP1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55132
GeneID	55132
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-320 do LARP1B humano (NP_060548.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q659C4
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo