


Anticorpo Policlonais Anti-Larp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q71Rc2

Número do item: CM0030825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP4 humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante cobrindo os aminoácidos 1-120. Adequado para estudos de tradução de mRNA e morfologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	PP13296; LARP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	113251
GeneID	113251
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da LARP4 humana (NP_443111.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q71RC2
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo