


Anticorpo Policlonal Anti-Larp5 Para Wb, Elisa - Q92615

Número do item: CM0014710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP5 humano (proteína relacionada com La 4B), imunogénio aa 519-738. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com rato e camundongo. Ideal para estudar a regulação da tradução de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARP5 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	LARP5; KIAA0217
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23185
GeneID	23185
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 519-738 do LARP5 humano (NP_055970.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92615
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo