


Anticorpo Policlonais Anti-Larp6 Para Wb, Elisa - Q9Brs8

Número do item: CM0021418



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP6 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da tradução do colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	ACHN; LARP6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55323
ID do Gene	55323
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 da LARP6 humana (NP_060827.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRS8
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Saco de gelo