

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Larp7 Para Wb, Elisa - Q4G0J3

Número do item: CM0015258



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARP7 (hLARP7/PIP7S). Validado para WB e ELISA; reage com humano e camundongo. Ideal para estudar a regulação do alongamento da transcrição via o complexo RNP 7SK. - Q4G0J3

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARP7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
Espécie	Humano
ID do Gene	51574
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-380 da LARP7 humana (NP_057732.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q4G0J3
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de Gelo