


Anticorpo Policlonais Anti-Lars Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Número do item: CM0013910



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LARS humano (Leucil-tRNA sintetase, citoplasmático). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese proteica e aminoacil-tRNA sintetase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LARS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51520
ID do Gene	51520
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P2J5
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo