


Anti-Lats1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb E Elisa - 095835

Número do item: CM0004387



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra LATS1 humano. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre sinalização Hippo, supressão de tumores e regulação do ciclo celular. - 095835

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LATS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	wt; WARTS; LATS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9113
GeneID	9113
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LATS1 humano (NP_004681.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095835
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Saco com gelo