


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lats1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

Número do item: CM0023072



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LAT1 humano (O95835). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos da via Hippo e supressores de tumor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LATS1 pAb de Coelho
Observações/Alias	wt; WARTS; LATS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9113
GeneID	9113
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do LATS1 humano (NP_004681.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95835
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo