

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lats2 Para Wb, Elisa - Q9Nrm7

Número do item: CM0020055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LAT2, uma quinase essencial na via supressora de tumores Hippo. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em oncologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LATS2 Rabbit pAb
Observações/alias	KPM; LATS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26524
GeneID	26524
Imunógeno	Proteína recombinante; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-145 de LATS2 humano (NP_055387.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NRM7
Peso da proteína	120 kDa
Envio	Bolsa de gelo