

Anticorpo Policlonal Anti-Lbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P18428

Número do item: CM0022125

introdução

LBP Rabbit pAb (SWISS P18428) é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos. Liga-se a lipopolissacarídeos bacterianos; ideal para pesquisas sobre imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	BPIFD2; LBP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3929
ID do Gene	3929
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 da LBP humana (NP_004130.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18428
Peso da Proteína	53 kDa
Envio	Embalagem de gelo