


Anticorpo Policlonado Anti-Lbr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14739

Número do item: CM0027051



introdução

Anticorpo policlonado de coelho dirigido ao LBR humano (receptor da lamina B), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo do colesterol e envelope nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LBR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PHA; C14SR; LMN2R; PHASK; TDRD18; DHCR14B; LBR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3930
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14739
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo