


Anti-Lc3A/Lc3B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q9Gzq8/Q9H492

Número do item: CM0030713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a LC3A/LC3B, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Útil para estudar autofagia e mitofagia. Q9GZQ8/Q9H492.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	LC3A/LC3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84557/81631
GeneID	84557/81631
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-60 do LC3A humano (NP_115903.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo