


Anti-Lc3A/Lc3B Coelho Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8 / Q9H492

Número do item: CM0011757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra LC3A/LC3B humano para pesquisa em autofagia. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de autofagossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LC3A/LC3B Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84557/81631
ID do Gene	84557/81631
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado de LC3A/LC3B humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo