

Anticorpo Monoclonal Anti-Lc3B Para Wb, Elisa - Q9Gzq8

Número do item: CM0002345



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra LC3B (MAP1LC3B) humano. Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de autofagia, detectando a proteína de ~15kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LC3B Mouse mAb
Observações/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Espécie	Humano
GeneID	81631
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 da LC3B humana (NP_073729.1)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZQ8
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo