


Anticorpo Monoclonal Anti-Lc3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Gzq8

Número do item: CM0003700



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado a LC3B. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] LC3B Coelho mAb
Observações/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81631
GeneID	81631
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZQ8
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo