


Anticorpo Monoclonal Anti-Lcat Para Wb, Elisa - P04180

Número do item: CM0003438



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-LCAT de coelho direcionado ao LCAT humano (P04180). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. O LCAT é essencial para a esterificação do colesterol nas lipoproteínas. Ideal para pesquisa em metabolismo cardiovascular e lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LCAT Rabbit mAb
Observações/Alias	LCAT; lecitina-colesterol aciltransferase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3931
GeneID	3931
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LCAT humano (P04180)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04180
Peso Proteico	50kDa
Transporte	Saco de gelo