


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lcat Para Wb E Elisa - P04180

Número do item: CM0015797



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LCAT humano (lecitina-colesterol aciltransferase). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudar o metabolismo do colesterol e o remodelamento de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LCAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	LCAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3931
ID do Gene	3931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-440 do LCAT humano (NP_000220.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04180
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo