

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lck Para Wb, If-P, Elisa - P06239

Número do item: CM0007681



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LCK para WB, IF-P, ELISA. Reatividade cruzada com humano e camundongo. Tem como alvo a tirosina-proteína quinase Lck envolvida na sinalização de células T. Peso molecular da proteína: 58kDa. UniProt: P06239.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LCK Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3932
GeneID	3932
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da LCK humana (NP_005347.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06239
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo