


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lck Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

Número do item: CM0018747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao LCK humano (p56lck), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização do receptor de células T e a ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LCK Rabbit pAb
Observações/Apelido	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3932
ID do Gene	3932
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do LCK humano (NP_005347.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06239
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo