


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lcp2 Para Wb, Elisa - Q13094

Número do item: CM0021286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LCP2 humano (SLP-76). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Útil para o estudo da sinalização do receptor de células T e da ativação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	LCP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Espécie	Humano
ID do gene	3937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 159-533 de LCP2 humano (NP_005556.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q13094
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Gelo reutilizável