


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ldb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U70

Número do item: CM0019639



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LDB1 (CLIM2), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece LDB1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação transcricional e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8861
GeneID	8861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-50 da LDB1 humana (NP_003884.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U70
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo