


Anticorpo Monoclonal Anti-Ldha Para Wb E Elisa - P00338

Número do item: CM0012008



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao LDHA humano, validado para Western blotting e ELISA. Detecta LDHA em amostras humanas, de camundongo e rato; ideal para pesquisa em glicólise e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] LDHA Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3939
ID do Gene	3939
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LDHA humano (NP_005557.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envio	Bolsa de gelo