


Anticorpo Monoclonal Anti-Ldha Para Wb E Elisa - P00338

Número do item: CM0007143



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a lactato desidrogenase A humana (LDHA), validado em WB e ELISA. Detecta LDHA humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo, glicólise e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDHA Rabbit mAb
Observações/Apelido	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3939
GeneID	3939
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00338
Peso da Proteína	26-39 kDa
Envio	Saco com gelo