


Anticorpo Policlonais Anti-Ldha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338

Número do item: CM0014338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LDHA humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de glicólise, hipóxia e metabolismo canceroso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDHA Rabbit pAb
Observações/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3939
ID do Gene	3939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-332 da LDHA humana (NP_005557.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00338
Peso da Proteína	26-39 kDa
Envio	Bolsa de gelo