


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ldha Para Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Número do item: CM0011551



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LDHA humana, validado por knockdown para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta LDHA endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Peso molecular previsto de 26-39 kDa. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do câncer e glicólise.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-LDHA [validado por KD]
Observações/alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3939
ID do gene	3939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-332 da LDHA humana (NP_005557.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P00338
Peso da proteína	26-39 kDa
Envio	Bolsa de gelo