


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ldha Para Ihc-P/If/Icc/Elisa - P00338

Número do item: CM0019176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LDHA validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta LDHA humana e de camundongo, uma enzima glicolítica ligada ao metabolismo cancerígeno e à doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado em KD] LDHA Rabbit pAb
Observações/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3939
ID do Gene	3939
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da LDHA humana (NP_001158886.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envio	Bolsa de gelo