

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ldhal6B Para Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

Número do item: CM0018460

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que atinge LDHAL6B humana, validado para WB, IF-P, ELISA. Lactato desidrogenase específica do testículo que catalisa a interconversão lactato-piruvato. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDHAL6B pAb de Coelho
Observações/Apelido	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92483
GeneID	92483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da LDHAL6B humana (NP_149972.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYZ2
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo