


Anticorpo Policlonais Anti-Ldhb Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Número do item: CM0025333



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LDHB humano, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. LDHB é uma enzima chave na glicólise anaeróbia e um marcador de tecido cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDHB Rabbit pAb
Observações/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3945
GeneID	3945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do LDHB humano (NP_002291.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07195
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo