

Anticorpo Policlonal Anti-Ldhc Para Wb, If-P, Elisa - P07864

Número do item: CM0014161



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-LDHC para aplicações WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a cadeia C da L-lactato desidrogenase, uma proteína relacionada à motilidade espermática e antígeno de câncer/testículo 32.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDHC Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
Espécie	Humano
ID do Gene	3948
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do LDHC humano (NP_002292.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P07864
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo