

## Anticorpo Policlonal Anti-Receptor Ldl (Ldlr) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Número do item: CM0016883



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Receptor LDL humano (LDLR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta LDLR humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol e infecção viral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | LDL Receptor (LDLR) pAb de coelho                                                                                             |
| Observações/Alias   | FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 3949                                                                                                                          |
| GeneID              | 3949                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 761-860 do Receptor LDL humano (LDLR) (NP_000518.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                      |
| SWISS               | P01130                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 95kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                                              |