

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor De Ldl (Ldlr) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Número do item: CM0020740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o Receptor de LDL (LDLR) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, detectando amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de metabolismo do colesterol, entrada viral e pesquisa de doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho Anti-Receptor de LDL (LDLR)
Observações/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Receptor de LDL (LDLR)
Espécie	Humano
GeneID	3949 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 761-860 do Receptor de LDL (LDLR) humano (NP_000518.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01130
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo