


Anticorpo Policlonal Anti-Ldlrap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sw96

Número do item: CM0026144



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LDLRAP1 (ARH) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de endocitose de LDLR, hipercolesterolemia e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LDLRAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARH; ARH1; ARH2; FHCb1; FHCb2; FHCL4; LDLRAP1
Espécie	Humano
GeneID	26119
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-308 do LDLRAP1 humano (NP_056442.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5SW96
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo