

Anticorpo Policlonais Anti-Lef1 Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9Uju2

Número do item: CM0018202

introdução

LEF1 Rabbit pAb (policlonal) validado em WB, IP, IF-P, ELISA. Detecta LEF1 (44 kDa) em humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 20-132). Ideal para pesquisa de Wnt/transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51176
GeneID	51176
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-132 da LEF1 humana (NP_057353.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJU2
Peso da Proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo