

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lef1 Para Wb E Elisa - Q9Uju2

Número do item: CM0007843

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LEF1 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar a sinalização Wnt e a biologia do câncer em tecidos de timo, cólon e pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEF1 Rabbit mAb
Observações/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51176
GeneID	51176
Imunógeno	Proteína recombinante de uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de LEF1 humano (Q9UJU2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJU2
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo