

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lefty1 Para Wb E Elisa - O75610

Número do item: CM0021079

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LEFTY1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta o fator 1 de determinação esquerda-direita humano e de camundongo, um regulador essencial do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-LEFTY1
Observações/alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10637
GeneID	10637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-366 de LEFTY1 humano (NP_066277.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O75610
Peso da proteína	41 kDa
Transporte	Bolsa de gelo