

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Leghemoglobina (Mtlbs) Para Wb E Elisa - P27992/P27993

Número do item: CM0019443

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à leghemoglobina de *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2), adequado para WB e ELISA. Reconhece MtLb2 e MtLb6 (P27992/P27993). Ideal para estudos de fixação de nitrogênio e nodulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MtLBs Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LB2; MTlb2; MtLBs
Espécie	Medicago truncatula
ID do Gene	11433347
Imunógeno	Peptídeo Sintético Dois peptídeos sintéticos correspondentes à sequência entre os aminoácidos 7-21 e 100-113 da Leghemoglobina 2 de Medicago truncatula (XP_003588689.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Medicago truncatula
SWISS	P27992/P27993
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo