


Anticorpo Monoclonal Anti-Legumain (Lgmn) Para Wb, Elisa - Q99538

Número do item: CM0008180



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Legumain (LGMN), validado para Western blot e ELISA. Detecta humano, rato, rato; imunógeno recombinante (aa 210-302). Adequado para estudar a função da protease na degradação proteica lisossomal e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Legumain (LGMN)
Observações/Apelido	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5641
GeneID	5641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-302 da Legumain humana (LGMN) (Q99538)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q99538
Peso Proteico	49 kDa
Envio	Saco de gelo