


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Legumain (Lgmn) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Número do item: CM0006974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Legumain (LGMN) para Western blot, IF, IHC, ELISA. Reage com legumain humano, de rato e de camundongo. Para uso em pesquisa em estudos de apresentação de antígeno e degradação lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Legumain (LGMN)
Observações/Apelido	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
Espécie	Humano
ID do Gene	5641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-288 da Legumain (LGMN) humana. (NP_005597.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99538
Peso Proteico	42kDa/49kDa
Envio	Em saco de gelo