


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Legumain (Lgmn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99538

Número do item: CM0013814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Legumain (LGMN) humana para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta LGMN humana, de camundongo e de rato; 49 kDa. A Legumain é uma protease lisossomal de cisteína envolvida na apresentação de antígenos e na degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Legumain (LGMN) pAb de coelho
Observações/Apelido	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Espécie	Humana
ID do Gene	5641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-288 da Legumain (LGMN) humana (NP_005597.3?)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99538
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo