


Anti-Leo1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Número do item: CM0029049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LEO1 humano (RDL) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta LEO1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RDL; LEO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	123169
GeneID	123169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-570 do LEO1 humano (NP_620147.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WVC0
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo