

Anticorpo Policlonal Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Para Wb, Elisa - Q32P28

Número do item: CM0014754



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à 3-hidroxilase 1 de prolina humana (LEPRE1/GROS1/OI8), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Útil para pesquisas sobre a biossíntese de colágeno e doenças esqueléticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-LEPRE1 (LEPRE1)
Observações/Alias	OI8; GROS1; LEPRE1
Espécie	Humano
ID do gene	64175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 497-736 da LEPRE1 humana (NP_071751.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q32P28
Peso da proteína	83 kDa
Transporte	Bolsa de gelo