

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Leprel1 Para Wb E Elisa - Q8IvI5

Número do item: CM0030650

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a LEPREL1 (P3H2), validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Imunógeno recombinante. Útil para estudos de prolil 3-hidroxilase do colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LEPREL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCVD; MLAT4; LEPREL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55214
GeneID	55214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-700 do LEPREL1 humano (NP_060662.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q8IVL5
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo