

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Leptina Para Ihc-P, Elisa - P41159

Número do item: CM0030851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à leptina humana (OB, OBS), validado para IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa de balanço energético, obesidade e diabetes com alta especificidade para a leptina humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Leptina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OB; OBS; LEPD; Leptina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3952
GeneID	3952
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-167 da Leptina humana (NP_000221.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41159
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo